


Поликлональные Антитела Против Bcl-W Для Wb, Elisa - Q92843

Артикул: CM0018341



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Bcl-W (BCL2L2), валидированные для WB и ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для исследований апоптоза и выживаемости клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bcl-W Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
Вид	Человек
ID гена (Человек)	599
ID гена	599
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-193 человеческого Bcl-W (NP_004041.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92843
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом