

Кроличья Поликлональная Антитело Против Bcl-XL Для ВБ, Иф/Икк, Игк-П, Ифа - Q07817

Артикул: CM0013433



введение

Кроличья поликлональная антитело против Bcl-XL (aa 1-80). Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИГК-П, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований апоптоза и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bcl-XL Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Вид	Человек
ID гена (человек)	598
ID гена	598
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого Bcl-XL (NP_001304848.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07817
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовой пакет