

Кроличья Поликлональная Антитело Против Bdkrb2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфц (If/Icc), Ифа (Elisa) - P30411

Артикул: CM0029619



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого BDKRB2 (B2 рецептор брадикинина), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человека, мышь, крысу. Подходит для исследований сигнальных путей GPCR и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BDKRB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	624
GeneID	624
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 302-391 человеческого BDKRB2 (NP_000614.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30411
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	В ледяном пакете