

## Поликлональное Антитело Кролика Против Bin3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nqy0

Артикул: CM0018445

### введение

Поликлональное антитело кролика против BIN3 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Перекрестно реагирует с BIN3 человека, мыши и крысы (~30 кДа). Идеально для исследований клеточного деления и актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело кролика против BIN3 (BIN3 Rabbit pAb)                                                                     |
| Примечания/Альтернативные названия | BIN3                                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)                  | 55909                                                                                                                             |
| ID гена                            | 55909                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-253 белка BIN3 человека (NP_061158.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS-PROT                         | Q9NQY0                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 30 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |