

Моноклональное Антитело Против Bmal1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O00327

Артикул: CM0005507



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого BMAL1 (ген ARNTL), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает эндогенный BMAL1 у видов человек, мышь и крыса. Ключевой реагент для изучения циркадных ритмов, метаболизма и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMAL1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	406
GeneID	406
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого BMAL1 (O00327))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00327
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом