

Поликлональное Антитело Против Bmp10 Для Вестерн Блоттинга, Elisa - O95393

Артикул: CM0017009



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий BMP10, валидированное для Вестерн блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Идеально подходит для исследования развития сердца, миграции эндотелиальных клеток и передачи сигналов BMP. Рекомбинантный иммуноген, предсказанный молекулярный вес 48 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMP10 Кролик pAb
Примечания/Алиас	BMP10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27302
GeneID	27302
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-316 человеческого BMP10 (NP_055297.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	O95393
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	В термосумке со льдом