


Поликлональное Антитело Кролика Против Bmpr1b Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — O00238

Артикул: CM0023181



введение

Поликлональное антитело кролика к BMPR1B, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА; реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути костных морфогенетических белков и дифференцировки хондроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMPR1B кролик пАт
Примечания/алиасы	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293, BMPR1B
Вид	Человек
ИД гена	658
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого BMPR1B (NP_001194.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00238
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Айс-пак