

Кроличий Моноклональный Антитело Против Brachyury Для Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Артикул: CM0008102



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Brachyury (Т-бокс транскрипционный фактор Т), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белками. Подходит для исследований мезодермальной дифференцировки и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Brachyury кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	T; TFT; SAVA; Brachyury
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6862
ID гена	6862
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 266-435 человеческого Brachyury (O15178)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15178
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом