

Поликлональное Антитело Anti-Brp (Imp/Brp2/Rnf52) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q7Z569

Артикул: CM0023808

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого BRAP (BRCA1-ассоциированный белок, IMP, BRAP2, RNF52). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга Ras, убиквитинирования и ядерного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRAP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMP; BRAP2; RNF52; BRAP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8315
ID гена	8315
Иммуноген	Рекомбинантный белок - Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого BRAP (NP_006759.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z569
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом