

Поликлональное Антитело Anti-Brca1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P38398

Артикул: CM0013583



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого BRCA1 для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт человеческий BRCA1; ~208 кДа. Подходит для исследований репарации повреждений ДНК и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRCA1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	672
GeneID	672
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P38398
Молекулярная масса белка	208 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом