

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Brcc2/Blid Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Izy5

Артикул: CM0026149

введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-BRCC2/BLID, подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Для изучения апоптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к BRCC2/BLID
Примечания/Альтернативные названия	BRCC2; BRCC2/BLID
Вид	Человек
ID гена (Человек)	414899
ID гена	414899
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-108 белка BRCC2/BLID человека (NP_001001786.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS-PROT	Q8IZY5
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом