


Кроличье Моноклональное Антитело Против Brd9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H8M2

Артикул: CM0006389



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий BRD9. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Мишень представляет собой хроматиновый ридер, участвующий в регуляции транскрипции и гомологичной рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к BRD9
Примечания/Альтернативные названия	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Вид	Человек
ID гена (человек)	65980
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 274-597 человеческого BRD9 (NP_076413.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H8M2
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом