

Анти-Brsk1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdc3

Артикул: CM0024692

введение

Анти-BRSK1 кроличья поликлональная антитело для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Идеально подходит для изучения нейрональной поляризации, дупликации центросом и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRSK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAD-B; hSAD1; BRSK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84446
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-510 человеческого BRSK1 (NP_115806.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDC3
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	С ледяным пакетом