


Поликлональное Кроличье Антитело Против Bysl Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13895

Артикул: CM0016842



введение

Валидированное поликлональное кроличье антитело против BYSL для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на бистин — белок массой 50 кДа, участвующий в процессинге рРНК и биогенезе рибосом. Идеально подходит для исследований плаценты и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело BYSL
Примечания/синонимы	Enp1; BYSTIN; BYSL
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	705
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120–280 человеческого BYSL (NP_004044.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13895
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом