


Поликлональное Антитело Кролика Против C-Jun Для Wb И Elisa — P05412

Артикул: CM0018168



введение

Поликлональное антитело кролика против c-Jun (pAb) валидировано для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Оно выявляет транскрипционный фактор c-Jun в образцах человека, мыши и крысы, что делает его подходящим для исследований пути AP-1 и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	c-Jun pAb кролика
Примечания/синонимы	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Вид	Человек
GeneID (человек)	3725
GeneID	3725
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-70 человеческого c-Jun (NP_002219.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05412
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Пакет со льдом