


Анти-С-Мус Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P01106

Артикул: CM0016390



введение

Поликлональные антитела кролика против транскрипционного фактора с-Мус, верифицированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Подходят для исследований сигнальных путей онкогенов, регуляции транскрипции и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	с-Мус кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MRTL; MYCC; с-Мус; bHLHe39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4609
GeneID	4609
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 347-439 человеческого с-Мус (NP_001341799.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01106
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом