

Кроличья Поликлональная Антитела Против C21Orf33 (Валидированы По Нокауту) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30042

Артикул: CM0021861

введение

Кроличьи поликлональные антитела, валидированные по нокауту, нацеленные на человеческий белок C21orf33 (ES1, HES1, KNPN). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для изучения функции C21orf33 в клеточных контекстах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] Кроличьи поликлональные антитела к C21orf33
Примечания/Альтернативные названия	ES1; HES1; KNPN; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8209
ID гена	8209
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-268 человеческого белка C21orf33 (NP_004640.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P30042
Молекулярная масса белка	24 кДа/28 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом