

Поликлональное Антитело Против С4Вра Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04003

Артикул: CM0026339



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на альфа-цепь С4b-связывающего белка (С4ВРА), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований системы комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C4BPA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PRP; C4BP; C4BPA
Вид	Человек
GeneID (человек)	722
GeneID	722
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500 до С-конца человеческого C4BPA (NP_000706.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04003
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом