

Кроличье Поликлональное Антитело Против C4Vpb Для Wb, If-P, Ифа — P20851

Артикул: CM0025811

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому C4BPB, подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Направлено против бета-цепи C4b-связывающего белка — регулятора пути комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C4BPB кроличье pAb
Примечания/алиасы	C4BP; C4BPB
Вид	Человек
GeneID	725
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 17-251 человеческого C4BPB (NP_001017364.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20851
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет