

Антитело Кролика Против C8Orf4 (Поликлональное) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Nr00

Артикул: CM0024891

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого C8orf4 (TC1/TC-1), подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Регулирует пролиферацию клеток, дифференцировку и воспалительную сигнализацию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C8orf4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TC1; TC-1; C8orf4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56892
ID гена	56892
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 человеческого C8orf4 (NP_064515.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR00
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом