

Поликлональное Кроличье Антитело Против Cаспа1Е Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15878

Артикул: CM0015021



введение

Поликлональное кроличье антитело против CACNA1E, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Антитело получено против рекомбинантного белка, подходит для исследования кальциевых каналов R-типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CACNA1E Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
Вид	Человек
ID гена (человек)	777
ID гена	777
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 2014–2313 человеческого CACNA1E (NP_001192222.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15878
Молекулярная масса белка	262 кДа
Доставка	Холодильный пакет