


Кроличье Моноклональное Антитело Против Кальпонины-1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Ифа - P51911

Артикул: CM0010147



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Кальпонин-1 (CNN1, SMCC). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований сокращения гладкой мускулатуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Кальпонину
Примечания/Альтернативные названия	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Кальпонин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1264
ID гена	1264
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 198-297 человеческого Кальпонины (P51911).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51911
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В термопаке со льдом