


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Camk2A Для Wb, If-P, Elisa — Q9Uqm7

Артикул: CM0006816



введение

Мышиное моноклональное антитело кролика против человеческого CAMK2A (CaMKII альфа, 54 кДа) для вестерн-блоттинга, IF-парафина и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения синаптической пластичности, кальциевой сигнализации и активности киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMK2A Rabbit mAb
Примечания/синонимы	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	815
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 201-300 человеческого CAMK2A (NP_741960.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UQM7
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент