


Анти-Camkii Дельта (Camkd) Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q13557

Артикул: CM0004372



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CaMKII дельта (CAMKD) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Подходит для изучения кальциевой сигнализации в сердце и сердечной недостаточности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CaMKII дельта Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CAMKD; CaMKII дельта
Вид	Человек
GeneID (Человек)	817
GeneID	817
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CaMKII дельта (Q13557)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13557
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом