

Поликлональные Антитела Против Camkv Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8Ncb2

Артикул: CM0023022

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CAMKV (CaM kinase-like vesicle-associated protein), для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают CAMKV человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMKV Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	1G5; VACAMKL; CAMKV
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79012
ID гена	79012
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-285 человеческого CAMKV (NP_076951.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NCB2
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент