


Поликлональное Антитело Против Camp Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Артикул: CM0023295



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CAMP (кателицидин, антимикробный пептид LL37), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Для исследований врожденного иммунитета и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	820
GeneID	820
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-170 человеческого белка CAMP (NP_004336.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49913
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом