


Поликлональное Антитело Против Camsap1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q5T5Y3

Артикул: CM0019374



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CAMSAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для изучения организации минус-концов микротрубочек и роста нейритов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMSAP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CDCBM12; CAMSAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	157922
ID гена	157922
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-650 человеческого CAMSAP1 (NP_056262.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5T5Y3
Молекулярная масса белка	178 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом