

Анти-Cant1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Wvq1

Артикул: CM0025287



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого CANT1 (растворимой кальций-активированной нуклеотидазы 1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Идеально подходят для изучения кальций-зависимого метаболизма нуклеотидов и синтеза протеогликанов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CANT1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	DBQD; EDM7; DBQD1; SCAN1; SHAPY; SCAN-1; CANT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	124583
GeneID	124583
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-231 человеческого CANT1 (NP_620148.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WVQ1
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом