


Анти-Capg Кроличий Поликлональный Антитело (Валидировано На Ко) Для Wb, IHC-P, Elisa - P40121

Артикул: CM0030303



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против человеческого макрофагного кэспирующего белка (CAPG). Подходит для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения динамики актина и функций макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] CAPG кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	MCP; AFCP; HEL-S-66; PG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	822
ID гена	822
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-348 человеческого CAPG (NP_001738.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40121
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом