


Поликлональные Антитела Против Карбоангидразы 2 (Ca²) Для Вестерн-Блота, Ифа - P00918

Артикул: CM0016062



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой карбоангидразы 2 (CA2).
Подходит для Вестерн-блота и ИФА.
Реагирует с образцами человека и мыши.
Полезно для изучения гидратации углекислого газа, резорбции кости и регуляции pH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Карбоангидраза 2 (CA2) кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Carbonic Anhydrase 2 (CA2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	760
ID гена	760
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческой карбоангидразы 2 (CA2) (NP_000058.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00918
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Айс-пак