

Поликлональное Антитело Anti-Card8 Для Wb, Elisa — Q9Y2G2

Артикул: CM0014217



введение

Кроличье pAb к CARD8 для применений в WB и ELISA. Выявляет содержащий домен рекрутирования каспаз белок 8 человека, являющийся ключевым сенсором инфламмасомы. Подходит для исследований пироптоза, врожденного иммунитета и латентности ВИЧ-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CARD8
Примечания/синонимы	NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8
Вид	Человек
GeneID (человек)	22900
GeneID	22900
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CARD8 (NP_001171829.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y2G2
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом