


Поликлональное Антитело Против Сердечного Тропонина I (Tnni3) Для Wb, Ip, If-P, Elisa - P19429

Артикул: CM0013916



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на сердечный тропонин I (TNNI3) человека. Подходит для WB, IP, IF-P и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сердечной мышцы и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к сердечному тропонину I (TNNI3)
Примечания/алиасы	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; сердечный тропонин I (TNNI3)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7137
GeneID	7137
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 сердечного тропонина I (TNNI3) человека (NP_000354.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P19429
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом