

Кроличье Моноклональное Антитело Против Кардиального Тропонина T/Tnnt2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Артикул: CM0011557



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого кардиального тропонина T (TNNT2), валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для кардиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кардиальный тропонин T/TNNT2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CMH2, RCM3, TnTC, cTnT, CMD1D, CMPD2, LVNC6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7139
ID гена	7139
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-288 человеческого cTNT (NP_001001430.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45379
Молекулярная масса белка	31-36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом