

Кроличья Поликлональная Антитело Против Каспазы-1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P29452

Артикул: CM0021772

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на каспазу-1 (ICE) мыши. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует белок ~46 кДа, высоко экспрессируемый в селезенке и легких. Подходит для исследований воспаления и пироптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против каспазы-1
Примечания/Альтернативные названия	ICE; Il1bc; CASP1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	834
GeneID	12362
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 мышиной CASP1 (NP_033937.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P29452
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом