


Моноклональное Антитело Против Катепсина В Для Wb, If/Icc, Elisa - P07858

Артикул: CM0004883



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Катепсина В (CTSB, APPS), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает тиоловую протеазу с молекулярной массой ~38 кДа, участвующую в обновлении белков, инвазии опухолей и лизосомальной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cathepsin B Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Катепсин В
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1508
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 8-339 человеческого Катепсина В.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07858
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом