


Поликлональные Антитела Против Катепсина К (Ctsk) Для Вб И Ифа - P43235

Артикул: CM0020961



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CTSK (катепсину К), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным антигеном. Направлены на тиоловую протеазу, участвующую в резорбции кости и деградации матрикса. Идеально подходят для исследований остеокластов и ремоделирования кости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTSK кроличьи ппАт
Примечания/Алиасы	CTSO; PKND; PYCD; CTS02; CTS01; CTS02; CTSK
Вид	Человек
GeneID (человек)	1513
GeneID	1513
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 115-329 человеческого CTSK (NP_000387.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P43235
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Хладоэлемент