

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cbp80 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q09161

Артикул: CM0017481



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CBP80 (NCBP1) для Вестерн-блота, ИHC-P и ELISA. Валидировано для человека и мыши. CBP80 является компонентом кэп-связывающего комплекса, участвующего в процессинге и экспорте мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBP80 кроличье pAb
Примечания/Алиасы	NCBP; Sto1; CBP80
Вид	Человек
ID гена	4686 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 1-100 человеческого CBP80 (NP_002477.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q09161
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Холодильный пакет