

Поликлональные Антитела Против Ccdc6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — Q16204

Артикул: CM0023735

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CCDC6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Подходят для исследований в области онкологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCDC6 кроличьи пАб
Примечания/Альтернативные названия	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
Вид	Человек
ID гена	8030 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 55-222 человеческого CCDC6 (NP_005427.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16204
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовый пакет