

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ccl22 Для Ihc-P, Elisa - O00626

Артикул: CM0024371

введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело CCL22 (O00626), валидированное для IHC-P и ELISA. Определяет человеческий CCL22 (MDC) с перекрестной реактивностью к крысе. Идеально для исследований иммунного трафика и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CCL22
Примечания/Альтернативные названия	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6367
GeneID	6367
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-93 человеческого CCL22 (NP_002981.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O00626
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-хладопакет