

Поликлональные Антитела Против Ccl2/Мср-1 Для Вестерн-Блоттинга И Иифа - P13500

Артикул: CM0024651



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CCL2/MCP-1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИИФА. Цель — хемоаттрактант моноцитов, участвующий в воспалении и атеросклерозе. Идеально подходят для исследований хемокинов и разработки наборов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL2/MCP-1 Кроличьи пАт
Примечания/Псевдонимы	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6347
ID гена	6347
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-99 человеческого CCL2/MCP-1 (NP_002973.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13500
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом