

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ccl5/Rantes Для Вб, Ифа - P13501

Артикул: CM0026521



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого белка CCL5/RANTES для применений Вестерн-блот и ИФА. Валидирована с рекомбинантным иммуногеном (амнокислоты 1-91). Подходит для исследований хемокинов, ВИЧ и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL5/RANTES Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Вид	Человек
GeneID (человек)	6352
GeneID	6352
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-91 человеческого CCL5/RANTES (NP_002976.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13501
Молекулярная масса белка	10кДа
Доставка	Холодильный пакет