


Поликлональные Антитела Против Cst7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99832

Артикул: CM0016261



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CСТ7 (CСТ-эта, субъединица эта TCP1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают эндогенный уровень у человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения шаперонов и сворачивания белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CСТ7 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CСТН; CСТЕТА; NIP7-1; TCP1ЕТА; CСТ7
Вид	Человек
GeneID (человек)	10574
GeneID	10574
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-500 человеческого CСТ7 (NP_006420.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99832
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом