


Поликлональное Антитело Кролика К Cct8 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P50990

Артикул: CM0026868



введение

Кроличье поликлональное антитело к CCT8, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Реагирует с CCT8 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сворачивания белков, биологии теломер и цилий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCT8 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8
Вид	Человек
GeneID (человек)	10694
GeneID	10694
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 248–497 белка CCT8 человека (NP_001269837.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50990
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Айс-пакет