

Анти-Cd103 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q60677

Артикул: CM0023887

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против мышиного CD103 (интегрин альфа-E, альфа M290). Подходят для использования в вестерн-блоттинге и ИФА. Реагируют с мышью. Полезны для исследований клеточной адгезии и слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD103 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Вид	Мышь
ID гена	16407
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 191-385 мышиного CD103 (NP_032425.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60677
Молекулярный вес белка	129кДа
Доставка	Сумка со льдом