

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Для Wb, Elisa - P20701

Артикул: CM0021905



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CD11a/LFA-1A/ITGAL, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека и крысы. Подходит для изучения адгезии лейкоцитов, взаимодействий иммунных клеток и воспалительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3683
Идентификатор гена	3683
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-306 человеческого CD11a/LFA-1A/CD11a/LFA-1A/ITGAL (NP_001107852.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет со льдом