


Моноклональное Антитело Против Cd14 Для Иф/Мкц, Игх, Ифа - P08571

Артикул: CM0003506



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD14, подходящее для иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Ключевой инструмент для изучения врожденного иммунитета, LPS-сигналинга и биологии моноцитов/макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD14 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CD14
Вид	Человек
Идентификатор гена	929
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого CD14 белка (P08571)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МКЦ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08571
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	В ледяном пакете