

Поликлональные Антитела Кролика Против Cd144 Для Вестерн-Блота, Ифа - P55284

Артикул: CM0023665



введение

Поликлональные антитела кролика к CD144 (VE-кадгерину) мыши, полученные против рекомбинантного белка. Валидированы для применения в Вестерн-блоте и ИФА. Идеально подходят для изучения адгезии эндотелиальных клеток и межклеточных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD144 кролик поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	1003
GeneID	12562
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 46-592 белка CD144 мыши (NP_033998.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P55284
Молекулярная масса белка	88кДа
Доставка	Холодовой пакет