

## Поликлональное Антитело К Cd146 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8R2Y2

Артикул: CM0019677

### введение

Кроличье поликлональное антитело к CD146, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека и мыши. Нацелено на молекулу клеточной адгезии MUC18, подходит для исследований меланомы и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело к CD146 (кролик)                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin                                                                               |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 4162                                                                                                                            |
| GeneID                             | 84004                                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-563 белка CD146 мыши. (NP_075548.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                   |
| SWISS                              | Q8R2Y2                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 71 кДа                                                                                                                          |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                               |