

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd146/Mcam Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P43121

Артикул: CM0016237



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD146/MCAM для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА.

Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Полезно для исследований клеточной адгезии и метастазирования меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD146/MCAM Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	CD146; MUC18; NEMCAM; METCAM; MeCAM; CD146/MCAM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4162
ID гена	4162
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-350 человеческого CD146/MCAM (NP_006491.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИСС), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43121
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом