


Поликлональное Антитело К Cd155/Pvr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - P15151

Артикул: CM0027506



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD155/PVR для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Валидированная перекрестная реактивность с мышиным белком. Идеально для исследований адгезии NK-клеток, иммунологии опухолей и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD155/PVR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5817
ID гена	5817
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-345 человеческого CD155/PVR (NP_006496.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P15151
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом